



119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31, стр.4, ИФХЭ РАН, «ЭКОНИКС»
E-mail: econix@econix.com; econix@com2com.ru; Internet: <http://www.econix.com>
Тел. (495)958-2830, 955-4034, 952-65-84, 955-4014. Факс: (495)958-28-30, 952-6584.

• **Афрометры АМ-01; АМ-01.ПН; АМ-02.** •

Афрометры АМ-01; АМ-01.ПН; АМ-02, производятся с 1996 г.

Нормативные документы:

- №1. ГОСТ 12258-79 "Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления углекислого газа в бутылках". №2. ГОСТ 23268.2-91 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода".
№3. ГОСТ Р 51154-98 "Пиво. Методы определения двуокиси углерода и стойкости".
№4. ГОСТ 12789-87 "Пиво. Методы определения двуокиси углерода и стойкости".
№5. ГОСТ 51153-98 «Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода».
№6. ГОСТ 6687.3-87 «Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода».

Афрометр АМ-01 - универсальный прибор с длиной иглой и дополнительной насадкой на иглу предназначен для измерения давления газа во всех бутылках, включая бутылки для шампанских вин с двойной пробкой, по ГОСТ 12258-79, ГОСТ 23268.2-91, ГОСТ Р 51154-98, ГОСТ 12789-87, ГОСТ 51153-98, ГОСТ 6687.3-87. В приборе исключена закупорка входного отверстия иглы за счет ее конструктивных особенностей. В приборе установлен манометр на 6 атм. с ценой деления 0,1 атм. кл.1,0. Манометр поверен. Возможна поставка прибора с манометром 10 атм.





ЭКОНИКС

научно- производственное предприятие

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31, стр.4, ИФХЭ РАН, «ЭКОНИКС»

E-mail: econix@econix.com; econix@com2com.ru; Internet: <http://www.econix.com>

Тел. (495)958-2830, 955-4034, 952-65-84, 955-4014. Факс: (495)958-28-30, 952-6584.

Афрометр АМ-01.ПН – универсальный прибор с короткой иглой предназначен для измерения газа во всех бутылках (кроме бутылок для шампанских вин с двойной пробкой) по ГОСТ 23268.2-91, ГОСТ Р 51154-98, ГОСТ 12789-87, ГОСТ 51153-98, ГОСТ 6687.3-87. В приборе исключена закупорка входного отверстия иглы за счет ее конструктивных особенностей. В приборе установлен манометр на 4 атм. с ценой деления 0,05 атм. кл. 1,5. Манометр поверен. Возможна поставка прибора с манометром 6 атм.



Афрометр АМ-02 – универсальный прибор с короткой иглой предназначен для измерения давления газа в банках по ГОСТ 23268.2-91, ГОСТ Р 51154-98, ГОСТ 12789-87, ГОСТ 51153-98, ГОСТ 6687.3-87. В приборе установлен манометр на 4 атм. с ценой деления 0,05 атм. кл. 1,5. Манометр поверен. Возможна поставка прибора с манометром 6 атм.



ЭКОНИКС

научно- производственное предприятие

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31, стр.4, ИФХЭ РАН, «ЭКОНИКС»

E-mail: econix@econix.com; econix@com2com.ru; Internet: <http://www.econix.com>

Тел. (495)958-2830, 955-4034, 952-65-84, 955-4014. Факс: (495)958-28-30, 952-6584.



Комплект поставки: поверенный афрометр с аттестатом, утвержденным в установленном порядке, паспорт, программа и методика аттестации афрометра.