

Модель печи	старый код	новый код		Крат	гкие технически	е характери	стики		Комплектация	Стоимо	сть, у.е.			
			T, °C		Рабочая камера:			Macca,	терморегулятором	Без учета НДС	Сущотом НПС			
SNOL	SNOL® изделия		۱, ۲	Объем, л	ШхГхВ, мм	Материал	кВт	кг	OMRON (Япония)	вез учета пдс	с учетом гідс			
	ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)													
до 350 °C														
SNOL 67/350	(A421-122-300x0019)	ALSP012100J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	электронный	790.00	932.20			
SNOL 67/350	(A421-129-300x0019)	ALSP012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	программируемый	1 170.00	1380.60			
SNOL 67/350	(A422-122-300x00191)	ALSN012100J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	электронный	970.00	1144.60			
SNOL 67/350	(A422-129-300x00191)	ALSN012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	программируемый	1 350.00	1593.00			
SNOL 75/350	(A491-122-303x00171)	ALSP0121001337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	электронный	990.00	1168.20			
SNOL 75/350	(A491-129-303x00171)	ALSP012F001337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	программируемый	1 370.00	1616.60			
	ЛАБОРАТОР	НЫЕ СУШИЛЬН	ЫЕ ШІ	∢АФЫ С∣	ПРИНУДИТЕЛЫ	НОЙ КОНВЕ	КЦИЕЙ Е	воздух	А (с вентилятором	1)				
					до 350°C									
SNOL 58/350	(A421-122-354x1001)	ALSP112100J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	электронный	880.00	1038.40			
SNOL 58/350	(A421-129-354x1001)	ALSP112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	программируемый	1 260.00	1486.80			
SNOL 58/350	(A421-126-354x1001)	ALSP116200J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	интерфейс	по запросу	по запросу			
SNOL 58/350	(A422-122-354x10011)	ALSN112100J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	электронный	1 070.00	1262.60			
SNOL 58/350	(A422-129-354x10011)	ALSN112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	программируемый	1 450.00	1711.00			
SNOL 58/350	(A422-126-354x10011)	ALSN116200J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	интерфейс	по запросу	по запросу			



- * Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- * Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) (SNOL 58/350)
- * Естественная конвекция воздуха (SNOL 67/350)

Дополнительные опции:

- * Смотровое окно в дверце сушильного шкафа
- * Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

_		\sim	1								
Модель печи		новый код		Кра	ткие технически		T.		Комплектация	Стоимо	сть, у.е.
SNOL®	старый код изделия	изделия	T, °C		Рабочая камера		Мощн.,	Macca,	терморегулятором	Без учета НДС	С учетом НДС
				Объем, л	,	Материал	кВт	КГ	OMRON (Япония)	, ,,	, ,,
НОВАЯ ЛИ	ния сушильных ц	ШКАФОВ С РЕГУ	ЛИРУ	ЕМОЙ С	коростью вен	ТИЛЯТОРА І	И УПРАЕ	ВЛЕНИЕ	М ЗАСЛОНКОЙ ВЬ	тяжки (базс	вая)*
SNOL 20/300	(A422-122-254AX1205)	ALSN112104J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	1 170.00	1380.60
SNOL 20/300	(A422-129-254AX1205)	ALSN112F04J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1 550.00	1829.00
SNOL 20/300	(A422-126-254AX1205)	ALSN116204J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 60/300	(A422-122-354AX1186)	ALSN112104J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1 430.00	1687.40
SNOL 60/300	(A422-129-354AX1186)	ALSN112F04J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	1 810.00	2135.80
SNOL 60/300	(A422-126-354AX1186)	ALSN116204J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 120/300	(A422-122-354Ax1187)	ALSN112104J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	электронный	1 850.00	2183.00
SNOL 120/300	(A422-129-354Ax1187)	ALSN112F04J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	программируемый	2 230.00	2631.40
SNOL 120/300	(A422-126-354Ax1187)	ALSN116204J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 220/300	(A422-122-354Ax1188)	ALSN112104J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	2 400.00	2832.00
SNOL 220/300	(A422-129-354Ax1188)	ALSN112F04J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	2 790.00	3292.20
SNOL 220/300	(A422-126-354Ax1188)	ALSN116204J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 420/300	(A422-122-354Ax1219)	ALSN112104J366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	3 120.00	3681.60
SNOL 420/300	(A422-129-354Ax1219)	ALSN112F04J366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	3 510.00	4141.80
SNOL 420/300	(A422-126-354Ax1219)	ALSN116204J366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	по запросу	по запросу
Н	ОВАЯ ЛИНИЯ СУШИ	1ЛЬНЫХ ШКАФ (ОВ С В	ЕНТИЛЯ	ІТОРОМ И УПРА	ВЛЕНИЕМ 3	ЗАСЛОН	кой вь	ІТЯЖКИ (эконом. і	зерсия)**	
SNOL 20/300	(A422-122-254AX12052)	ALSN11210AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	980.00	1156.40
SNOL 20/300	(A422-129-254AX12052)	ALSN112F0AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1 360.00	1604.80
SNOL 20/300	(A422-126-254AX12052)	ALSN11620AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 60/300	(A422-122-354AX11862)	ALSN11210AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1 240.00	1463.20
SNOL 60/300	(A422-129-354AX11862)	ALSN112F0AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	1 620.00	1911.60
SNOL 60/300	(A422-126-354AX11862)	ALSN11620AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 120/300	(A422-122-354Ax11872)	ALSN11210AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	электронный	1 660.00	1958.80
SNOL 120/300	(A422-129-354Ax11872)	ALSN112F0AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	программируемый	2 040.00	2407.20
SNOL 120/300	(A422-126-354Ax11872)	ALSN11620AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2.0	68	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 220/300	(A422-122-354Ax118811)	ALSN11210AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	2 210.00	2607.80
SNOL 220/300	(A422-129-354Ax118811)	ALSN112F0AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	2 590.00	3056.20
SNOL 220/300	(A422-126-354Ax118811)	ALSN11620AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 420/300	(A422-122-354Ax121911)	ALSN11210AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	2 930.00	3457.40
SNOL 420/300	(A422-129-354Ax121911)	ALSN112F0AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	3 310.00	3905.80
SNOL 420/300	(A422-126-354Ax121911)	ALSN11620AJ366	300	420	1000 * 500 * 860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	по запросу	по запросу
			* Рэб	OUDA VOI	иера из нержаве	ионной стали					



- * Рабочая камера из нержавеющей стали
- * Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- st Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%
- * Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке
- * Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок
- * Удобная поворотная ручка с фиксацией

Дополнительные опции:

- **Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора
- * Смотровое окно в дверце сушильного шкафа
- * Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф



Модель печи		новый код		Кра	гкие технически	е характери	стики		Комплектация	Стоимо	сть, у.е.	
SNOL®	старый код изделия		T. °C		Рабочая камера	a:	Мощн.,	Macca,	терморегулятором	Бөз учета НЛС	С учетом НДС Й 2088.60 2537.00 2525.20	
		изделия		Объем, л	ШхГхВ, мм	Материал	кВт	кг	OMRON (Япония)	вез учета пде		
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ												
до 200 ℃												
SNOL 200/200	(A451-122-222x1002)	ALSP1121001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	электронный	1 770.00	2088.60	
SNOL 200/200	(A451-129-222x1002)	ALSP112F001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	программируемый	2 150.00	2537.00	
SNOL 200/200	(A452-122-222x10021)	ALSN1121001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	электронный	2 140.00	2525.20	
SNOL 200/200	(A452-129-222x10021)	ALSN112F001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	программируемый	2 520.00	2973.60	



- * Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- * Быстрый нагрев
- * Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- * Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

Дополнительные опции:

- * Стол для размещения сушильного шкафа
- * Вытяжной шкаф для размещения сушильного шкафа

Модель печи SNOL® старый код изделия		новый код		Kpa [.]	ткие технически	е характери	стики		Комплектация	Стоимо	сть, у.е.	
	изделия	T. °C		Рабочая камера	a:	Мощн.,	Macca,	терморегулятором	Без учета НДС	С учетом НЛС		
	изделия	۱, د	Объем, л	ШхГхВ, мм	Материал	кВт	КГ	OMRON (Япония)	вез учета пде	с у істом гідс		
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ												
SNOL 3/320	(A471-100-500x2353)	AEHP0K70002353	320	3	100 * 500 * 125	сталь	1,0	14		400.00	472.00	
SNOL 4,9/100	(A472-100-000x013)	AEHN0170000013	100	4,9	110 * 90 * 440	нерж. сталь	0,18	6		170.00	200.60	
SNOL 75/350	(A471-122-500x0017)	AESP0121000017	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	электронный	990.00	1168.20	
SNOL 75/600	(A472-202-500x102301)	AEHN0211001023	550	75	340 * 390 * 550	нерж. сталь	6,0	100	электронный	3 320.00	3917.60	

Модель печи старый код и		новый код		Кра	гкие технически	е характери	стики		Комплектация	Стоимо	сть, у.е.	
	старый код изделия	изделия	T, °C	. Рабочая камера:			Мощн.,	Macca,	терморегулятором	Боз ушота НЛС	С учетом НДС	
				Объем, л	ШхГхВ, мм	Материал	кВт	кг	OMRON (Япония)	вез учета пдс	с учетом гідс	
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ												
SNOL 60/300	(A402-124-300x12701)	ALSN01210A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2.0	52	электронный	2 210.00	2607.80	
SNOL 60/300	(A402-125-300x12701)	ALSN012F0A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2.0	52	программируемый	2 580.00	3044.40	



- * Для термической обработки в защитной от окисления среде.
- * Герметичная камера из нержавеющей стали
- * Используемый газ азот, аргон
- * Редуктор для регулирования давления в камере 0–1 бар
- * Ротаметр для регулирования потока инертного газа 4–32 л/мин.
- Отверстия для удаления инертного газа из рабочей камеры
- Высокий уровень точности